



INSTRUKCJA DLA LEKARZY KORZYSTAJĄCYCH ZE SKANERA INNEJ FIRMY

Znajdziesz tutaj informacje jak wysłać zlecenie do ONCE jeśli posiadasz skaner innej firmy niż 3Shape

ONCE
A L I G N E R

Jeżeli korzystasz ze skanera innej firmy niż 3Shape , pliki w formacie **STL** proszę wysłać na adres 3d@oncealigner.com

Informacje istotne do zrealizowania zlecenia :

- **Imię i nazwisko pacjenta**
- **Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zlecenia**
- **Termin wykonania pracy**
- **Dane do faktury**
- **Adres wysyłki**



LECZENIE NAKŁADKOWE ONCE ALIGNER

Znajdziesz tutaj informacje dotyczące założenia konta na platformie 3Shape Communicate, wprowadzania zmian oraz akceptacji leczenia.

ONCE ALIGNER

Symulacje leczenia wykonujemy i przesyłamy w oparciu o platformę komunikacyjną **3shape Communicate Portal**.

Wszystkie etapy zarządzania przypadkiem ukierunkowanym na leczenie nakładkowe mają miejsce w zakładce **Treatment Review** – od stworzenia przypadku po jego akceptację, dlatego też pierwszym etapem współpracy jest założenie indywidualnego konta na platformie.

JAK STWORZYĆ KONTO NA PLATFORMIE 3SHAPE COMMUNICATE:

1. Wejdź na stronę (link)

<https://identity.3shape.com/registration?platform=communicate>

2. Wypełnij niezbędne dane imię, nazwisko, adres mailowy
3. Zweryfikuj konto. Kod weryfikacyjny otrzymasz na podany adres mailowy. Na ten adres będą przychodzić również wszystkie informacje o wprowadzonych aktualizacjach i zmianach przez Once Aligner.
4. Uzupełnij dane kliniki
UWAGA! Company type KONIECZNIE musi zostać określone jako **Clinic**
5. Zaakceptuj regulamin
6. Po zalogowaniu, w zakładce **Connections** dodaj nowe połączenia, przycisk **Add Connection**, wpisz **Once Aligner** i kliknij przycisk **Connect**

Twoje konto jest aktywne i gotowe do użycia - poniżej link do filmu instruktażowego:

<https://www.youtube.com/watch?v=NHHvIk5-kqU>

JAK STWORZYĆ ZLECENIE NA WYKONANIE SYMULACJI ONCE ALIGNER:

Uwaga!

Użytkownicy skanera TRIOS podczas skanowania pacjenta mają możliwość wyboru typu wykonywanego skanu. W przypadku zaznaczenia opcji "Clear aligner" użytkownik może przejść bezpośrednio do punktu **5***

Jeśli korzystasz ze skanera innego producenta, skany należy przesłać drogą mailową na nasz adres 3d@oncealigner.com
Wówczas na platformie należy jedynie stworzyć kartę pacjenta, zgodnie z poniższą instrukcją:

1. **Zaloguj się na portalu 3ShapeCommunicate**
2. **Wejdź w zakładkę treatment review**
3. **Kliknij "Create a new case"**
4. **Uzupełnij dane pacjenta w zakładce "Send to" wybierz ONCE ALIGNER**

UWAGA!

Po kliknięciu "Create" pojawi się informacja o treści:
"The Case has been succesfully created and will soon be available"

Na tym etapie zlecenie **NIE JEST JESZCZE KOMPLETNE!**
Karta pacjenta została stworzona i znajduje się w "Pending", co oznacza, że przypadek jest w trakcie generowania.

** w momencie przesłania skanu do laboratorium karta pacjenta jest generowana automatycznie w zakładce "Pending", zawiera skan i jest gotowa do wypełnienia kwestionariusza*

5. Wejdź w zakładkę "Pending" i wybierz pacjenta

6. Uzupełnij kwestionariusz wszelkimi dostępnymi danymi

UWAGA!

Zależy nam by kwestionariusz zawierał jak najwięcej informacji, wskazówek, zdjęć etc. oraz został wypełniony rzetelnie ponieważ na jego podstawie opieramy całą propozycję leczenia. Znacznie ułatwia nam to wzajemną komunikację

7. Sprawdź podsumowanie zlecenia

8. Kliknij "Submit"

Twoje zlecenie jest gotowe i automatycznie zostało przeniesione z zakładki "Pending" do "Sent"- oznacza to, że zostało ono pomyślnie przesłane do Once Aligner.

Symulację leczenia otrzymasz w ciągu 72h od momentu przesłania zlecenia i znajdziesz ją w zakładce "Design Pending Review"

Film jak stworzyć zlecenie na wykonanie symulacji Once Aligner

<https://www.youtube.com/watch?v=fuX0309onns>

JAK ZAAKCEPTOWAĆ/WPROWADZIĆ ZMIANY W SYMULACJI:

- Wejdź w zakładkę **Designs Pending Review** i wybierz pacjenta
- Przeanalizuj przypadek symulacja zawiera dokładne informacje dotyczące każdego etapu leczenia - ilość nakładek, rozmieszczenie attachmentów, wartość IPR etc.
- Jeśli symulacja wymaga wprowadzenia zmian - kliknij **Request changes** i opisz modyfikację
- Jeśli nie masz żadnych uwag - kliknij **Approve**
- Przeczytaj i zaakceptuj regulamin

Zlecenie zostało przeniesione do zakładki **Approved Treatment Proposals** i przyjęte do realizacji przez ONCE ALIGNER

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu

hello@oncealigner.com

tel. 696 831 429